


# ヒューマニー新商品 「男性用パッド」のご紹介



従来の吸引パッドを男性が使用した場合の問題を解決する  
「パッドに陰茎だけを挿入して装着する『袋型』の吸引パッド」



センサー接続部




ウラ(外側)



オモテ(お腹側)



陰茎挿入口



チューブ差し込み口



陰茎を挿入して装着

「チューブ差し込み口」と「センサー接続部」は従来のパッドと全く同じです。  
(ヒューマニー本体は従来と同じ本体を使用します)

## 特長 「陰のう」や「お尻」を濡らさない

従来の「平型」のパッド形状では「陰のう」や「お尻」も濡れてしまいましたが、陰茎を包み込む「袋型」のパッドなので、お肌を余計に濡らしません。尿と便を分離することができるので、便失禁があっても清潔に使えます。

## 特長 パッドの装着が簡単

パッドに陰茎を挿入するだけなので、装着がわかりやすく簡単です。お尻にパッドを敷き込まないので、座位や立位でも装着しやすくなります。

## 特長 様々なアウター(紙オムツ・パンツ)と組合せできる

スリムなパッド形状なので、テープ止めタイプの紙オムツだけではなく、パンツタイプなど様々なアウターと組み合わせて使用することができます。

## 特長 自分でも装着できる

体の前でパッドに陰茎を挿入するだけなので、ご自身での装着も可能です。